

MULTIFLOW

Variable Förderrate

Mit dem **DOSI-FUSER® Multiflow** System steht dem Anwender eine Elastomer-Einmal-Infusionspumpe mit variablen Förderraten von 1 bis 14 ml/h zur Verfügung.

Wahlweise können Multiflow Systeme mit einem Volumen von 100 oder 250ml sowie einer Förderrate von 1 bis 7ml/h, adaptierbar in 1-ml-Schritten oder einer Förderrate von 2-14ml/h, adaptierbar in 2-ml-Schritten, genutzt werden.



PCA

Patientenorientierte Schmerztherapie

Das **DOSI-FUSER® PCA** System ermöglicht neben einer kontinuierlich infundierten Basalrate die bedarfsorientierte Abforderung einer vorgegebenen Bolusdosis innerhalb klar definierter zeitlicher Abstände durch den Patienten.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle steht bereits zur Verfügung, bei entsprechendem Bedarf besteht jedoch auch die Möglichkeit, Systeme individuell zu konfektionieren.



MULTIFLOW

- ✓ Das System ist durch jeden Fachanwender sofort einsetzbar
- ✓ Die Einstellung der Flussrate erfolgt einhändig innerhalb von 5 Sekunden
- ✓ Sieben (vom Anwender wählbare) Förderraten ermöglichen jederzeit eine optimale Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse
- ✓ Der abziehbare Steckschlüssel verhindert eine versehentliche oder nicht autorisierte Änderung der Förderrate
- ✓ Latex- und DEHP-frei

1 ml/h
bis
7ml/h


100 ml
1 - 7ml/h
25915-100-124

250ml
1 - 7ml/h
25915-250-124

2 ml/h
bis
14ml/h

100 ml
2 - 14ml/h
25915-100-248


250ml
2 - 14ml/h
25915-250-248



PCA

- ✓ Das System ermöglicht eine optimal an die individuellen Patientenbedürfnisse angepasste Schmerztherapie
- ✓ Dank des geringen Gewichts und kleiner Abmessungen auch ideal für mobile Patienten geeignet
- ✓ Der zeitliche Aufwand bei Anlage/Inbetriebnahme ist für den Anwender auf ein Minimum reduziert
- ✓ Aufgrund der einfachen Anwendung ist keine umfangreiche Schulung/Einweisung erforderlich
- ✓ Latex- und DEHP-frei

	65ml	100ml	250ml
7 Tage			1.5ml/h 250ml/2ml 80' 25915-250D7-PCA
5 Tage		0.8ml/h 100ml/0,5ml 30' 25915-100D5-PCA	2.1ml/h 250ml/2ml 80' 25915-250D5-PCA
2 Tage	1.3ml/h 65ml/0,5ml 30' 25915-065D2-PCA	2.0ml/h 100ml/0,5ml 15' 25915-100D2-PCA	5.2ml/h 250ml/2ml 60' 25915-250D2-PCA
1 Tag	2.7ml/h 65ml/0,5ml 15' 25915-065D1-PCA		



This product is certified by the Notified Body, Underwriters Laboratories (0843), in accordance with Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices

Produziert in Spanien durch:

